



1 دستان را با آب گرم بشوید و بصورت کامل خشک کنید.



2 یک نوار بگیریید و ظرف را سریعاً دوباره ببندید



3 نوار را وارد کنید، دستگاه بصورت خودکار روشن خواهد شد



4 پیوست روی حلقه آبی دستگاه نیشتر را جدا کنید



5 نیشتر را وارد کنید و درپوش سبز را ببندید



6 پیوست را محکم کنید و عمق نفوذ را تعیین کنید



7 غلاف لغزان انتهای پشت دستگاه نیشتر را کشید



8 دستگاه نیشتر را در کناری بگذارید و دکمه سبز را فشار دهید



9 قطره کوچکی از خون کاملاً کافی است



10 انتهای نوار را در قطره خون قرار دهید



11 اندازه گیری زمانی رخ می دهد که خون کافی کشیده شده باشد



12 مقدار را وارد کنید و بر اساس درمان خود عمل کنید

GlucoMen® areo

نظارت بسیار آسان شد.

نتایج ذخیره شده را چطور فراخوان کنم؟

1. لطفاً دقت کنید که دستگاه اندازه گیری خاموش شده باشد (برای 3 ثانیه پایین نگه دارید تا صفحه خاموش کردن دستگاه دکمه نمایش خاموش شود).
2. دکمه **⏻** را 2 ثانیه پایین نگه دارید تا دستگاه اندازه گیری روشن شود و به حافظه دسترسی پیدا کنید (علامت "mem" روی صفحه نمایش ظاهر می شود).
3. آخرین نتیجه اندازه گیری روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. صفحه نمایش همچنین تاریخ و زمان آزمایش و نشان گذارهای مربوطه را نشان می دهد.
4. برای پیمایش در تمام داده های ذخیره شده **▲** و **▼** را فشار دهید.
5. دکمه **⏻** را 3 ثانیه پایین نگه دارید تا دستگاه اندازه گیری خاموش شود.

پیام های خطای زیر چه معنایی دارند؟

- Er 1** خطای سخت افزاری ← با تیم خدمات ما تماس بگیرید (شماره تلفن 01/230 85 10)
- Er 2** نوار آزمایش استفاده یا خراب شده ← از نوار آزمایش جدید استفاده کنید
- Er 3** خطای نمونه خون ← از نوار آزمایش جدید استفاده کنید و خون بیشتری را به کار ببرید
- Er 4** نوار آزمایش خیلی زود برداشته شد ← اندازه گیری را با نوار آزمایش جدید تکرار کنید

درگاه نوار آزمایش

روشن/خاموش

بالا

پایین





تاریخ

زمان



نشان گذاری مقادیر اندازه گیری

وقتی مقدار گلوکز یا قند خون به نمایش در می آید و قبل از برداشتن نوار آزمایش، برای نشان گذاری مقدار اندازه گیری گزینه وجود دارد.

- نشان گذار „قبل از غذا“ 
- نشان گذار „بعد از غذا“ 
- نشان گذار تمرین 
- نشان گذار بررسی 

اطلاعات ایمنی

نوارهای آزمایش باید تنها در ظرف اصلی خودشان نگهداری شود. آنها را به ظرف دیگری منتقل نکنید تا در برابر آسیب یا آلودگی از آنها محافظت شود.

بعد از هر بار استفاده سریعاً ظرف را ببندید: اگر ظرف برای مدت زیادی در محیط های با رطوبت بسیار بالا باز بماند، نوارهای آزمایش ممکن است مقدار قند خون را بیش از اندازه برآورد کنند.

محصولات موجود برای شما در یک نگاه

نوارهای آزمایش قند خون

GlucoMen® areo Sensor

1 بسته 50 نوار آزمایش دارد.
PZN: 4243722
کد محصول: 46193



نیشرها

Glucoject® Lancets Plus

1 بسته 200 نیشر دارد.
PZN: 4195271
کد محصول: 44123

