

Guida rapida di GlucoMen® areo

Come eseguire una misurazione della glicemia

1



Inserire una nuova striscia reattiva GlucoMen® areo sulla sommità del glucometro.

2



Prelevare una goccia di sangue.

3



Applicare una goccia di sangue sull'estremità della striscia reattiva.

4



Il risultato della misurazione compare dopo 5 secondi.

5



Premere il tasto di espulsione per estrarre la striscia reattiva in modo igienico.



 Division der
BERLIN-CHEMIE
A.MENARINI
diagnostica

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione!
Numero verde di assistenza gratuito +49 - 800 - 45826636
(dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18 e il venerdì dalle 8 alle 16)
www.glucomenareo.de | glucomen@berlin-chemie.de

GlucoMen®
areo

Misurazione della glicemia semplice e rapida

Messaggi visualizzati sul display di GlucoMen® areo

Messaggio

Cosa significa il messaggio?

Cosa devo fare?



Errore dell'hardware di sistema

Rivolgersi al servizio di assistenza
Telefono: +49 - 800 - 45 82 66 36 (gratuito)



Striscia reattiva usata o danneggiata

Utilizzare una striscia reattiva nuova



Errore del campione di sangue

Applicare una quantità maggiore di sangue su una nuova striscia reattiva



La striscia reattiva è stata rimossa troppo presto

Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva



Il collegamento NFC è stato interrotto

Ripetere la trasmissione dei dati

