

# Skrócona instrukcja obsługi GlucoMen® areo

## Jak wykonywać pomiar poziomu glukozy we krwi

1



Nowy test paskowy GlucoMen® areo wprowadzić u góry do glukometru.

2



Uzyskać kroplę krwi.

3



Nanieść kroplę krwi na koniec testu paskowego.

4



Po 5 sekundach pojawia się wynik pomiaru.

5



Użyć przycisku zwolnienia, aby w higieniczny sposób usunąć zużyty test paskowy.



# Komunikaty na wyświetlaczu GlucoMen® areo

## Komunikat

## Co oznacza komunikat?

## Co trzeba zrobić?



Błąd sprzętu

Należy skontaktować się z naszym serwisem Telefon: +49 - 800 - 45 82 66 36 (bezpłatny)



Test paskowy używany lub uszkodzony

Użyć nowego testu paskowego



Błąd próbki krwi

Na nowy test paskowy nanieść większą ilość krwi



Test paskowy usunięty za wcześnie

Powtórzyć pomiar z nowym testem paskowym



Przerwane połączenie NFC

Powtórzyć transmisję danych

