



EN (21-22) Prepare (load) the sensor insertion tool (23-28) and attach it to the sensor assembly **IT** (21-22) Preparare (caricare) l'applicatore del sensore (23-28) e collegarlo al gruppo sensore **ES** (21-22) Prepare (cargue) el aplicador de inserción del sensor (23-28) y fjelo al conjunto del sensor **PT** (21-22) Prepare (carregue) o aplicador de inserção do sensor (23-28) e conecte-o ao à linha de montagem do sensor **DE** (21-22) Bereiten Sie den Sensorapplikator (23-28) vor (spannen Sie ihn) und befestigen Sie ihn an der Sensoreinheit **FR** (21-22) Préparez (armez) l'outil d'insertion du capteur (2f) et fixez-le sur l'ensemble capteur/emetteur **NL** (21-22) Bereid (laad) de sensor applicator (23-28) en bevestig deze aan de sensor **EL** (21-22) Προετοιμάστε (οπλίστε) τη συσκευή εισαγωγής αισθητήρα (23-28) και συνδέστε το με τη συσκευή του αισθητήρα **SE** (21-22) Förbered (ladda) sensorinättningsverktyget (23-28) och fäst det på sensorns enhet **FI** (21-22) Valmistele (lataa) anturin asetustyökalu (23-28) ja kiinnitä se sensorikokoonpanoon **DK** (21-22) Forbered (oplad) sensorapplikator (23-28) og fastgør den til sensoren **NO** (21-22) Forbered (lade) sensorinnføringsverktøyet (23-28) og fest det til sensorenheten



EN (29) Remove the liner from the adhesive patch, (30) and attach it to the skin **IT** (29) Rimuovere la pellicola dal cerotto adesivo (30) e applicarlo sulla pelle **ES** (29) Retire la lámina protectora del parche adhesivo (30) y adhiéralo a la piel **PT** (29) Remova a película protetora do adesivo (30) e cole-o na pele **DE** (29) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche (30) und kleben Sie die Sensoreinheit auf die Haut **FR** (29) Retirez le film protecteur de l'adhésif, (30) et appliquez le système sur la peau **NL** (29) Verwijder de voering van de pleister (30) en bevestig deze op de huid **EL** (29) Αφαιρέστε το κάλυμμα του αυτοκόλλητου επιθέματος (30) και τοποθετήστε το πάνω στο δέρμα **SE** (29) Ta bort skyddsplasten från tejen, (30) och fäst den på huden **FI** (29) Irrota suojuus kiinnitysteippiä (30) ja kiinnitä se iholle **DK** (29) Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbeflæden, (30) og fastgør sensoren på huden **NO** (29) Fjern den beskyttende plasten fra teipen, (30) og fest den på huden




EN (31) Press the button «>>>» until you hear a click (sensor insertion). (32) Press the button «<<<» (sensor release). (33) Lift the insertion tool away from the body in a straight, outward motion **IT** (31) Premere il tasto «>>>» fino a sentire un clic (inserimento del sensore). (32) Premere il pulsante «<<<» (rilascio sensore). (33) Sollevare l'applicatore dal corpo con un movimento rettilineo verso l'esterno **ES** (31) Presione el botón «>>>» hasta escuchar un clic (inserción del sensor). (32) Presione el botón «<<<» (liberación del sensor). (33) Levante el aplicador de inserción alejándolo del cuerpo con un movimiento en línea recta y hacia afuera **PT** (31) Pressione o botão «>>>» até ouvir um clique (inserção do sensor). (32) Pressione o botão «<<<» (libertação do sensor). (33) Levante o aplicador, afastando-o do corpo num movimento reto para fora **DE** (31) Drücken Sie die Taste «>>>», bis Sie ein Klicken hören (Einsetzen des Sensors). (32) Drücken Sie die Taste «<<<» (Sensorentriegelung). (33) Heben Sie den Applikator mit einer geraden Bewegung nach außen vom Körper weg **FR** (31) Appuyez sur le bouton «>>>» jusqu'à ce que vous entendiez un clic (insertion du capteur). (32) Appuyez sur le bouton «<<<» (libération du capteur). (33) Retirez l'outil d'insertion du corps en effectuant un mouvement horizontal vers l'extérieur **NL** (31) Druk op de knop «>>>» tot u een klik hoort (inbrengen van de sensor). (32) Druk op de knop «<<<» (ontgrendeling van de sensor). (33) Haal de sensor applicator van het lichaam in een rechte, naar buiten gerichte beweging **EL** (31) Πατήστε το πλήκτρο «>>>» μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (εισαγωγή αισθητήρα). (32) Πατήστε το πλήκτρο «<<<» (απελευθέρωση αισθητήρα). (33) Ανασηκώστε τη συσκευή εισαγωγής και απομακρυνέτε το από το σώμα με ευθεία κίνηση προς τα έξω **SE** (31) Tryck på knappen «>>>» tills du hör ett klick (sensor appliceras). (32) Tryck på knappen «<<<» (sensorn släpper). (33) Lyft bort sensorapplikatorerna från kroppen i en rak, utgående rörelse **FI** (31) Paina painiketta «>>>», kunnes kuulet napsahduksen (sensori kiinnittetty). (32) Paina painiketta «<<<» (sensori vapautuu). (33) Irrota asetustyökalu kehosta nostamalla se suoraan ulospäin kehosta **DK** (31) Tryk på knappen «>>>» indtil du hører et klik (sensor-indsætning). (32) Tryk på knappen «<<<» (sensorudtagning). (33) Løft sensorapplikatoren væk fra kroppen i en lige udadgående bevægelse **NO** (31) Trykk på knappen «>>>» til du hører et klikk (sensorinnsetting). (32) Trykk på knappen «<<<» (sensorutløser). (33) Løft sensorinnføringsverktøyet vekk fra kroppen i en rett, utvendig bevegelse



C **EN** Sensor warm-up and calibration **IT** Inizializzazione e calibrazione del sensore **ES** Calentamiento y calibración del sensor **PT** Aquecimento e calibração do sensor **DE** Aufwärmen und Kalibrieren des Sensors **FR** Préchauffage et calibration du capteur **NL** Sensoropwarming en kalibratie **EL** Προετοιμασία και βαθμονόμηση αισθητήρα **SE** Sensoroppvärmning och kalibrering **FI** Sensorin lämmitys ja kalibrointi **DK** Sensoropvarmning og kalibrering **NO** Sensoroppvarmning og kalibrering


EN (36) After sensor insertion, the warm-up countdown will automatically start on the app within 3 minutes. (37) After the warm-up countdown is complete, calibrate the system with a finger prick measurement using the GlucoMen Day METER **IT** (36) Dopo l'inserimento del sensore, il conto alla rovescia dell'inizializzazione si avvierà automaticamente sull'app entro 3 minuti. (37) Al termine del conto alla rovescia, calibrare il sistema con un prelievo dal polpastrello utilizzando il GlucoMen Day METER **ES** (36) Después de la inserción del sensor, la cuenta regresiva de calentamiento comenzará automáticamente en la aplicación dentro de los 3 minutos. (37) Una vez completada la cuenta regresiva del calentamiento, calibre el sistema con la medición de una punción en el dedo usando el MEDIDOR GlucoMen Day **PT** (36) Após a inserção do sensor, a contagem decrescente do aquecimento inicia-se automaticamente na app nos próximos 3 minutos. (37) Após a conclusão da contagem decrescente do aquecimento, calibre o sistema fazendo uma medição com picada no dedo usando o MEDIDOR GlucoMen Day **DE** (36) Nach dem Einsetzen des Sensors startet der Aufwärm-Countdown in der App automatisch innerhalb von 3 Minuten. (37) Kalibrieren Sie das System nach Abschluss des Aufwärm-Countdowns mit einer Fingerstichmessung mit dem GlucoMen Day METER **FR** (36) Une fois le capteur inséré, le compte à rebours de préchauffage démarra automatiquement sur l'application dans les 3 minutes. (37) Une fois le compte à rebours de préchauffage terminé, étalonnez le système en effectuant une mesure au bout du doigt à l'aide du lecteur GlucoMen Day METER **NL** (36) Na het inbrengen van de sensor start de aftelling van de opwarming binnen 3 minuten automatisch op de app (37) Nadat het aftellen van de opwarming voltooid is, kalibreert u het systeem met een vingerprikmeting met behulp van de GlucoMen Day METER **EL** (36) Μετά την εισαγωγή του αισθητήρα, η αντίστροφη μέτρηση προετοιμασίας θα ξεκινήσει αυτόματα στην εφαρμογή εντός 3 λεπτών. (37) Αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση προετοιμασίας, βαθμονομήστε το σύστημα με μέτρηση με τσίμπημα του δακτύλου χρησιμοποιώντας το μετρητή GlucoMen Day METER **SE** (36) Efter sensorinättningen, startar uppvärmningen automatiskt på appen inom 3 minuter. (37) När uppvärmningen är färdig, kalibrera systemet med ett blodsockerprov med hjälp av GlucoMen Day METER **FI** (36) Sensorin kiinnittämisen jälkeen lämmityslaskenta käynnistyy automaattisesti sovelluksessa 3 minuutin kuluessa. (37) Kun lämmityslaskenta on suoritettu loppuun, kalibro i järjestelmä sormenpistomittauksella käyttäen GlucoMen Day METERiä **DK** (36) Efter indsætning af sensoren starter opvarmningnedstællingen automatisk på applikationen inden for 3 minutter. (37) Efter opvarmningnedstællingen er færdig, kalibreres systemet med en fingerprikmåling ved hjælp af GlucoMen Day METER **NO** (36) Etter sensorinnsetting av sensoren starter oppvarmingen automatisk på appen innen 3 minutter. (37) Når at oppvarmingen er fullført, kalibrer systemet med et blod sukker ved å bruke GlucoMen Day METER




EN Do not remove the transmitter while it is attached to you **IT** Non rimuovere il trasmettitore mentre è collegato **ES** No retire el transmisor mientras lo tenga conectado **PT** Não remova o transmissor enquanto estiver preso a si **DE** Entfernen Sie den Transmitter nicht, solange er an Ihnen befestigt ist **FR** Ne retirez pas l'émetteur lorsqu'il est attaché à vous **NL** Verwijder de zender niet wanneer deze op u is bevestigd **EL** Μην αφαιρείτε τον πομπό ενώ είναι συνδεδεμένος με εσάς **SE** Ta inte bort sändaren medan den är fäst på dig **FI** Älä poista lähetintä, kun se on kiinnitetty sinuun **DK** Fjern ikke senderen, mens den er fastgjort til dig **NO** Ikke fjern senderen mens den er festet til deg

D **EN** End of session **IT** Fine della sessione **ES** Fin de la sesión **PT** Fim da sessão **DE** Ende der Tragezeit **FR** Fin d'utilisation **NL** Einde van de sessie **EL** Τέλος περιόδου καταγραφής **SE** Slut på installationen **FI** Käytön päättyminen **DK** Slut på sessionen **NO** Slutt på sesjonen

EN (38-39) Gently remove the sensor adhesive patch starting from the side indicated by the arrow. (40-41) Remove and recharge the transmitter **IT** (38-39) Rimuovere delicatamente il cerotto adesivo del sensore iniziando dal lato indicato dalla freccia. (40-41) Rimuovere e ricaricare il trasmettitore **ES** (38-39) Retire con cuidado el parche adhesivo del sensor comenzando por el lado indicado por la flecha. (40-41) Retire y recargue el transmisor **PT** (38-39) Remova com cuidado o adesivo do sensor, começando pelo lado indicado pela seta. (40-41) Remova e recarregue o transmissor **DE** (38-39) Entfernen Sie vorsichtig das Sensor-Klebeband beginnend an der durch den Pfeil angezeigten Seite. (40-41) Entfernen Sie den Transmitter und laden Sie ihn erneut auf **FR** (38-39) Retirez délicatement l'adhésif du capteur en commençant par le côté indiqué par la flèche. (40-41) Retirez et rechargez l'émetteur **NL** (38-39) Verwijder de kleefpleister van de sensor voorzichtig vanaf de zijkant die wordt aangegeven door de pijl. (40-41) (40-41) Verwijder de zender en laad deze opnieuw op **EL** (38-39) Αφαιρέστε απαλά το αυτοκόλλητο επίθεμα του αισθητήρα ξεκινώντας από την πλευρά που υποδεικνύεται από το βέλος. (40-41) Αφαιρέστε και επαναφορτίστε τον πομπό **SE** (38-39) Ta försiktigt bort tejen som sensorn är fäst med, från den sidan som anges av pilen. (40-41) Ta bort och ladda sändaren **FI** (38-39) Irrota sensorin kiinnitysteippi varovasti nuolen osoittamalla sivulta alkaen. (40-41) Irrota ja lataa lähetin **DK** (38-39) Fjern forsigtigt tapen fra den side, der er angivet med pilen. (40-41) Fjern og genoplad senderen **NO** (38-39) Fjern forsigtigt tapen tapen som sensoren er fastgjort med fra siden, som er indikert med pilen. (40-41) Fjern og lad senderen.



EN Dispose of the sensor following the local regulations **IT** Smaltire il sensore secondo le normative locali **ES** Deseche el sensor siguiendo las regulaciones locales **PT** Elimine o sensor de acordo com os regulamentos locais **DE** Entsorgen Sie den Sensor gemäß den örtlichen Bestimmungen **FR** Éliminez le capteur en respectant les réglementations locales en vigueur **NL** Gooi de sensor weg volgens de lokale voorschriften **EL** Απορρίψτε τον αισθητήρα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς **SE** Kassera sensorn enligt lokala föreskrifter **FI** Hävittä sensori paikallisten määräysten mukaisesti **DK** Kassér sensoren i henhold til lokale foreskrifter **NO** Kast sensoren i henhold til lokale forskrifter



Quick Guide

- Guida rapida
- Guía rápida
- Guia rápida
- Kurzanleitung
- Guide rapide
- Snelgids
- Σύντομος Οδηγός
- Snabbguide
- Pikaohje
- Quick Guide
- Hurtigguide

www.glucomenday.com



8100-10426 Rev A



CAUTION

1.2



EN Follow the instructions for use. It is recommended you always carry a glucose meter **IT** Seguire le istruzioni d'uso. Si consiglia di avere sempre con sé un glucometro **ES** Siga las instrucciones de uso. Se recomienda llevar siempre un medidor de glucosa **PT** Siga as instruções de utilização. Aconselha-se que traga sempre consigo um medidor de glucose **DE** Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Es wird empfohlen, immer ein Blutzuckermessgerät dabei zu haben **FR** Suivez les instructions d'utilisation. Il est conseillé de toujours avoir un glucomètre sur soi **NL** Volg de instructies voor gebruik. Het wordt aangeraden om altijd een glucometer mee te nemen **EL** Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας ένα μετρητή σακχάρου **SE** Följ anvisningarna för användning. Det rekommenderas att alltid ha en glukosmätare med sig **FI** Noudata käyttöohjeita. On suositeltavaa kantaa aina glukosimittaria mukana **DK** Følg brugsanvisningen. Det anbefales altid at have en blodsuktermåler med sig **NO** Følg instruksjonene for bruk. Det anbefales å ha med seg en glukosemåler

©2019 WaveForm Technologies Inc. US and International Patents Pending. All rights reserved. All trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WaveForm Technologies Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple, the Apple logo, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google LLC. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

SKIN-PREP™ is a trademark of Smith & Nephew.



A

EN GlucoMen Day CGM system installation **IT** Installazione del sistema GlucoMen Day CGM **ES** Instalación del sistema de GlucoMen Day CGM **PT** Instalação do sistema GlucoMen Day CGM **DE** Installation des GlucoMen Day CGM-Systems **FR** Installation du système GlucoMen Day CGM **NL** GlucoMen Day CGM Systeem-Installatie **EL** Εγκατάσταση συστήματος GlucoMen Day CGM **SE** GlucoMen Day CGM Systeminstallation **FI** GlucoMen Day CGM -järjestelmän asennus **DK** Installation af GlucoMen Day CGM-systemet **NO** GlucoMen Day CGM Systeminstallasjon

3


1

EN Download the GlucoMen Day CGM app on your smart device **IT** Scaricare la app GlucoMen Day CGM sul proprio dispositivo smart **ES** Descargue la aplicación GlucoMen Day CGM en su dispositivo móvil inteligente **PT** Transfira a app GlucoMen Day CGM para o seu dispositivo móvel **DE** Laden Sie die GlucoMen Day CGM-App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter **FR** Téléchargez l'application GlucoMen Day CGM sur votre smartphone ou tablette **NL** Download de GlucoMen Day CGM-app op uw smartphone **EL** Κατεβάστε την εφαρμογή CGM GlucoMen Day στην έξυπνη συσκευή σας **SE** Ladda ner GlucoMen Day CGM-appen på din smartmobil (eller andra likvärdiga enheter) **FI** Lataa GlucoMen Day CGM -sovellus älypuhelimkeen **DK** Download GlucoMen Day CGM-appen på din Smart phone eller tablet. **NO** Last ned GlucoMen Day CGM-appen på smarttelefonen din (eller andre tilsvarende enheter)




2

EN Make a note (in the dedicated areas on the right) of the ID and PIN written on the transmitter. Do this for all of your transmitters **IT** Trascrivere (nelle aree dedicate a destra) l'ID e il PIN riportati sul trasmettitore. Ripetere questa operazione per tutti i trasmettitori posseduti **ES** Registre (en las áreas dedicadas a la derecha) el ID y PIN escritos en el transmisor. Haga esta operación para todos los transmisores que tenga **PT** Tome nota (nas áreas dedicadas à direita) do ID e PIN escritos no transmissor. Faça esta operação para todos os transmisores que tiver **DE** Notieren Sie (in den dafür vorgesehenen Bereichen rechts) die auf dem Transmitter angegebene ID und PIN. Führen Sie diesen Vorgang für alle Transmitter aus, die Sie haben **FR** Prenez note (dans les zones réservées à droite) de l'ID et du code PIN écrits sur l'émetteur. Faites cette opération pour chaque émetteur **NL** Noteer de ID en PIN die op de zender zijn geschreven (in de speciale vakken aan de rechterkant). Voer deze bewerking uit voor alle zenders die u heeft **EL** Σημειώστε (στα ειδικά πλαίσια στα δεξιά) το αναγνωριστικό και το PIN που αναγράφονται στον πομπό. Κάντε το ίδιο για όλους τους πομπούς που έχετε **SE** Anteckna (i de avsedda områdena till höger) ID och PIN-kod som står på sändaren. Utför denna process för alla sändare du har **FI** Kirjaa ylös (oikealla oleville alueille) lähettimen merkitty ID-tunnus ja PIN-koodi. Tee tämä toimenpide kaikille lähettimillesi **DK** Registrer ID og PIN-kode skrevet på senderen (i de dedikerede områder til højre) Gør dette på alle de sendere, du har **NO** Registrer ID og PIN-kode skrevet på senderen (i de dedikerte områdene til høyre) ID og PIN-kode som er skrevet på senderen. Utfør denne prosessen for alle sendere du har



EN (3-4) Place the transmitter in the charger, and plug it into a USB port. (5) Open the app, (6-9) and follow the steps to perform the pairing **IT** (3-4) Posizionare il trasmettitore nel caricatore e collegarlo a una porta USB. (5) Aprire l'app, (6-9) e seguire i passaggi per effettuare l'associazione (pairing). **ES** (3-4) Coloque el transmisor en el cargador y enchúfelo a un puerto USB. (5) Abra la aplicación (6-9) y siga los pasos para realizar el emparejamiento **PT** (3-4) Coloque o transmissor no carregador e ligue-o a uma porta USB. (5) Abra a aplicação, (6-9) e siga os passos para realizar o emparelhamento **DE** (3-4) Setzen Sie den Transmitter in das Ladegerät ein und schließen Sie dieses an einen USB-Anschluss an. (5) Öffnen Sie die App (6-9) und führen Sie die Pairing-Schritte aus **FR** (3-4) Placez l'émetteur dans le chargeur et branchez-le sur un port USB. (5) Ouvrez l'application, (6-9) et suivez les étapes pour effectuer le jumelage **NL** (3-4) Plaats de zender in de lader en sluit deze op een USB-poort aan. (5) Open de app, (6-9) en volg de stappen om de koppeling uit te voeren **EL** (3-4) Τοποθετήστε τον πομπό στο φορτιστή και συνδέστε τον σε μια θύρα USB. (5) Ανοίξτε την εφαρμογή, (6-9) και ακολουθήστε τα βήματα για να εκτελέσετε τη ζεύξη **SE** (3-4) Placera sändaren i laddaren och anslut den till en USB-port. (5) Öppna appen, (6-9) och följ stegen för att koppla samman enheterna. **FI** (3-4) Aseta lähetin laturiin ja kytke se USB-porttiin. (5) Avaa sovellus (6-9) ja suorita parinmuodostus **DK** (3-4) Placer senderen i opladeren og til slut den til en USB-port. (5) Åbn appen, (6-9) og følg trinene for at udføre parringen **NO** (3-4) Plasser senderen i laderen og koble den till en USB-port. (5) Åpne appen, (6-9) og følg trinnene for å utføre sammenkoblingen



10

EN The transmitter will be ready to use once fully charged (solid green light on the charger) **IT** Il trasmettitore sarà pronto per l'uso dopo essersi caricato completamente (luce verde fissa sul caricatore) **ES** El transmisor estará listo para ser utilizado una vez que esté completamente cargado (luz verde fija en el cargador) **PT** O transmissor estará pronto para ser usado depois de totalmente carregado (luz verde contínua no carregador) **DE** Der Transmitter ist betriebsbereit, sobald er vollständig aufgeladen ist (grünes Dauerlicht am Ladegerät) **FR** L'émetteur sera prêt à être utilisé une fois complètement chargé (voyant vert fixe sur le chargeur) **NL** Zender is klaar voor gebruik zodra deze volledig is opgeladen (constant groen lampje op de oplader) **EL** Ο πομπός θα είναι έτοιμος για χρήση μόλις φορτιστεί πλήρως (σταθερό πράσινο φως στο φορτιστή) **SE** Sändaren är klar att användas när den är fulladdad (fast grönt ljus på laddaren) **FI** Lähetin on valmis käytettäväksi, kun se on täyteen ladattu (laturissa palaa vikkumaton vihreä merkkivalo) **DK** Senderen er klar til brug, når den er fuld opladet (vedvarende grønt lys på opladeren) **NO** Senderen er klar til bruk når den er fulladet (grønt lys på laderen)




B

EN Sensor insertion **IT** Inserimento del sensore **ES** Inserción del sensor **PT** Inserção do sensor **DE** Einsetzen des Sensors **FR** Insertion de capteur **NL** Sensor inbrengen **EL** Εισαγωγή αισθητήρα **SE** Sensorinsättning **FI** Sensorin kiinnittäminen **DK** Sensor-ind sætning. **NO** Sensorinnsetting

4

EN (11) Select and (12) clean the insertion site with a SKIN-PREP™ wipe and then let it dry **IT** (11) Individuare e (12) pulire il sito di inserimento con la salvietta SKIN-PREP™ e lasciarlo asciugare **ES** (11) Seleccione y (12) limpie la zona de inserción con una toallita SKIN-PREP™ y deje secar **PT** (11) Seleccione e (12) limpe o local de inserção com o toalhete SKIN-PREP™ e deixe secar **DE** (11) Wählen Sie die Einsetzstelle aus und (12) reinigen Sie diese mit einem SKIN-PREP™ -Tuch und lassen Sie diese trocknen **FR** (11) Sélectionnez et (12) nettoyez le site d'insertion avec une lingette SKIN-PREP™ puis laissez sécher **NL** (11) Selecteer en (12) maak de inbrengplaats schoon met een SKIN-PREP™ reinigingsdoekje en laat deze vervolgens drogen. **EL** (11) Επιλέξτε και (12) καθαρίστε το σημείο εισαγωγής με το μαντηλάκι SKIN-PREP™ και αφήστε το να στεγνώσει **SE** (11) Välj och (12) rengör insättningsstället med SKIN-PREP™ -tork och låt det torka **FI** (11) Valitse ja (12) puhdista ihon kiinnityskohta SKIN-PREP™ -pyyhkeellä ja anna sen kuivua **DK** (11) Vælg og (12) Rengør indsætnings stedet med SKIN-PREP™ afrensnings servietten tør og lad det tørre **NO** (11) Velg og (12) rengjør innsattsstedet med SKIN-PREP™ tørk og la det tørke



EN (13-14) Open the sensor pack and (15-20) attach the transmitter **IT** (13-14) Aprire la confezione del sensore e (15-20) collegare il trasmettitore **ES** (13-14) Extraiga el sensor del embalaje y (15-20) conecte en el transmisor **PT** (13-14) Abra a embalagem do sensor e (15-20) encaixe o transmissor **DE** (13-14) Öffnen Sie die Sensorverpackung und (15-20) setzen Sie den Transmitter in den Sensor ein **FR** (13-14) Ouvrez l'emballage du capteur et fixez-y l'émetteur **NL** (13-14) Open het sensorpakket en (15-20) bevestig het in de zender **EL** (13-14) Ανοίξτε τη συσκευασία του αισθητήρα και συνδέστε (15-20) τον πομπό **SE** (13-14) Öppna sensorpaketet och (15-20) fäst i sändaren **FI** (13-14) Avaa sensoripakkauksen ja (15-20) kiinnitä sensori lähettimen **DK** (13-14) Åbn sensorpakken og (15-20) placer sensoren i senderen **NO** (13-14) Åpne sensorpakken og (15-20) festet til senderen

